

## کاوش ۱: مطالعه رنگیزه کلروپلاستی و تعیین طیف جذبی آنها

کلروپلاست گیاهان دارای دو نوع رنگیزه مهم است که می توانند انرژی مؤثر در فتوسنتز را جذب کنند. این رنگیزه‌ها عبارت اند از کلروفیل **a** و **b** و کاروتنوئیدهای قرمز، نارنجی و یا زرد. در این کاوش، استخراج رنگیزه‌های کلروفیل **a** و **b** و کاروتنوئیدها را به چند طریق بررسی و طیف جذبی آنها را تعیین می کنیم.

هدف های آموزشی: انتظار می رود که پس از مطالعه این کاوش و انجام فعالیت های عملی مربوط به آن بتوانید:

- ۱- رنگیزه های مهم گروه های مختلف گیاهی را نام ببرید.
- ۲- ساختار مولکولی رنگیزه های مهم گیاهی را توضیح دهید.
- ۳- با انجام آزمایش های مناسب، رنگیزه های مختلف کلروپلاست های موجود در برگ خشک شده را توسط حلال های آلی جدا کنید.
- ۴- با انجام آزمایش های مناسب، مواد رنگی کلروپلاست را استخراج کنید و آنها را با روش کروماتوگرافی بر روی : ستون پودر شکر، ستون پودر سلولز، لایه نازک (سیلکاژل یا ژل سیلیس) و کاغذ، از یکدیگر جدا کنید.
- ۵- ضمن انجام آزمایش های مربوط، حلال های مناسب رنگیزه های مختلف را شناسایی کنید و طیف رنگیزه ها را توسط طیف - نورسنج (اسپکتروفتومتر) مشخص سازید.

## مفاهیم نظری

کلروپلاست های تمام گیاهان عالی دارای دو نوع رنگیزه مهم اند که می توانند انرژی نورانی مؤثر در فتوسنتز را جذب کنند. این رنگیزه ها شامل کلروفیل **a**، **b** و کاروتنوئیدها هستند. کلروفیل **a** برای انجام فتوسنتز در تمام گیاهان عالی و جلبک ها ضروری است. باکتری های فتوسنتز کننده فاقد کلروفیل **a** هستند ولی ماده مشابهی به نام باکتروکلروفیل<sup>۱</sup> دارند. کلروفیل **b** نیز تقریباً در همه گیاهان سبز، به جز سیانوباکتری ها (جلبک های سبز - آبی) و جلبک های سرخ و قهوه ای، یافت می شود؛ جلبک های قهوه ای کلروفیل **c** و جلبک های سرخ کلروفیل **d** دارند. جلبک های قرمز و سبز آبی فیکوبیلین نیز دارند.

در ساختار شیمیایی همه کلروفیل ها چهار حلقه پیرول<sup>۲</sup> وجود دارد که اتم منیزیم را در مرکز "کی لیت"<sup>۳</sup> کرده اند (شکل ۱-۱). پنجمین حلقه ۵ کربنی و عامل ۲۰ کربنی فیتول<sup>۴</sup> به یکی از حلقه های پیرول متصل اند.

فرمول خام کلروفیل **a**،  $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$  و فرمول خام کلروفیل **b**،  $C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$  است. تنها تفاوت آنها در جایگزینی روی حلقه ۳ است که در کلروفیل **a** در این موقعیت عامل متیل  $CH_3$  قرار دارد، در حالی که در کلروفیل **b** عامل آلدهیدی CHO قرار می گیرد. در بیشتر گیاهان عالی و جلبک های سبز، کلروفیل **a** به نسبت ۲:۱ و یا ۳:۱ است.


<sup>1</sup> bacteriochlorophyll

<sup>2</sup> tetrapyrrole


<sup>3</sup> . chelate

<sup>4</sup> Phytol


کاروتنوئیدها ترکیبات ۴۰ کربنی هستند و تعداد زیادی از انواع آنها شناخته شده است. کاروتن‌ها کربوهیدرات‌های خالص اند. به عنوان مثال، بتاکاروتن به فرمول خام  $C_{40}H_{56}$  است. گزانتوفیل‌ها در انتهای حلقه‌ها دارای اکسیژن هستند و فرمول خام بسیاری از آنها  $C_{40}H_{56}O_6$  است. کاروتنوئیدها نه تنها به رنگ‌های متفاوت قرمز، نارنجی و زرد وجود دارند، بلکه بعضی از آنها سبزند و حتی ممکن است صورتی و یا اندکی سیاه رنگ به نظر برسند. کاروتنوئیدها نه فقط در گیاهان بلکه در شاخه‌هایی از جانوران نیز دیده می‌شوند. در گیاهان عالی، کاروتنوئیدها محدود به کلروپلاست نیستند بلکه ممکن است در سایر پلاستیدها مانند کروموپلاست‌های میوه‌ها و قسمت‌هایی از گل نیز یافت شوند. کلروفیل‌ها و کاروتنوئیدها از یک سو با یکدیگر و از سوی دیگر با پروتئین و لیپید موجود در غشای گرانی کلروپلاست ارتباط نزدیک دارند. در حالی که قبلاً بر این باور بودند که رنگی‌های فتوسنتزی منحصرأ در گرانا وجود دارند. مدارک جدید نشان دهنده این واقعیت اند که کلروفیل در استرومای لاملاً نیز وجود دارد. فرمول کلروفیل a و b و بتا-کاروتن به عنوان نماینده کاروتن، و لوتئین به عنوان نماینده گزانتوفیل در شکل ۱-۱ آمده است.




کلروفیل (chlorophyll a)



کلروفیل (chlorophyll b)



بتاکاروتن ( $\beta$ -Carotene)



لوتئین (lutein)

شکل ۱-۱ - ساختار شیمیایی (فرمول گسترده) چهار رنگی‌ه کلروپلاستی.

برای جداسازی رنگیزه‌ها به منظور مطالعه آنها از روش‌های گوناگون از جمله کروماتوگرافی استفاده می‌شود که به صور گوناگون روی ستون، کاغذ و یا روی لایه‌های نازک و غیر صورت می‌گیرد. کروماتوگرافی لایه‌های نازک روش نسبتاً تازه‌ای مبتنی بر جذب و تفکیک کروماتوگرافی در حد میکرو است که روش‌های پیشین کروماتوگرافی ستونی، کاغذی، تبادل یونی و رسوبی را تکمیل می‌کند. در این روش، صفحه شیشه‌ای با لایه نازکی از جاذب پوشانده می‌شود. لایه نازک جاذب در واقع همان ستون آزاد است. نمونه را روی قسمت جاذب به عنوان محلول قرار می‌دهیم و آن را در ظرفی که حاوی مقدار کمی از حلال مناسب است می‌گذاریم. حلال، ضمن حرکت به سمت بالا، ماده قابل حل را از روی سطح لایه نازک می‌شوید و با خود به بالا می‌برد، فقط کافی است که مسافت کمی در حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر حرکت کند.

روش کروماتوگرافی روی لایه نازک هر روزه در حال تکامل است و مرتباً کاربرد تازه‌ای پیدا می‌کند. مهمترین تکاملی که در این زمینه حاصل شده شامل موارد زیر است:

۱. تولید تجارتي جاذب‌های متنوع
۲. تولید تجارتي دستگاه‌ها برای تهیه لایه نازک جاذب روی شیشه.
۳. همراه کردن دستگاه‌های رادیوگرام با کروماتوگرافی روی لایه نازک

## فعالتهای عملی

### آزمایش ۱ – استخراج شیمیایی رنگیزه‌های برگ

مواد و وسایل لازم:

اسفناج به صورت پودر خشک - استون - اتر نفت - الکل متیلیک - اتراتیلیک - پتاس الکی - دکانتور (قیف جداکننده) - استوانه مدرج - بشر

یادآوری: چون این آزمایش به حلال‌های قابل اشتغال نیاز دارد، بنابراین باید از روشن کردن کبریت و آتش در آزمایشگاه مطلقاً خودداری شود.

روش کار در جریان این عملیات، با استفاده از قابلیت انحلال کلروفیل **a**، کلروفیل **b**، گزانتوفیل و کاروتن در حلال‌های مختلف، آنها را جدا می‌کنند.

۱- ۲،۵ گرم پودر برگ‌های خشک شده اسفناج (یا گزنه) را با ۴۰ میلی لیتر استون ۸۰٪ مخلوط کنید.

۲- وقتی استون به رنگ سبز تیره درآمد، آن را بر روی پنبه صاف کنید و محلول را برای استفاده در مراحل بعدی نگه دارید.

الف - نخستین جداسازی

۱- در یک دکانتور، ۵۰ میلی لیتر اتر نفت بریزید و به آن محلول رنگیزه‌های کلروفیلی استون را بیفزایید.

۲- آمپول دکانتور را با حرکات چرخش تکان دهید.

۳- ۷۰ میلی لیتر آب مقطر را از روی دیواره آمپول به آن اضافه کنید.

۴- دکانتور را با چند حرکت چرخشی تکان دهید.

۵- لایه زیرین باید کمرنگ‌تر باشد، بگذارید دو لایه از هم جدا شوند. لایه زیرین را که حاوی استون - آب است، دور بریزید.

۶- محلول اتر نفت را با ۵۰ میلی لیتر آب مقطر بشویید. آب را دور بریزید. بار دیگر این کار را تکرار کنید.

۷- به محلول شسته شده اتر نفت، ۵۰ میلی لیتر الکل متیلیک ۹۲٪ اضافه کنید. دکانتور را با چند حرکت چرخشی تکان دهید (از تنفس بخارات سمی الکل متیلیک احتراز کنید).

۸- بگذارید جداسازی صورت گیرد.

۹- محلول زیرین حاوی الکل متیلیک را در یک بشر و محلول بالایی اتر نفت را در بشر دیگر جمع کنید. کلروفیل **a** و کاروتن، در محلول اتر نفت؛ و گزانتوفیل و کلروفیل **b** در محلول الکل متیلیک وجود دارند.

ب - دومین جداسازی

۱- ۵۰ میلی لیتر محلول الکل متیلیک محتوی کلروفیل **b** و گزانتوفیل را در دکانتور بریزید.

۲- ۵۰ میلی لیتر اتر اتیلیک به آن اضافه کنید (در پوش شیشه حاوی اتر را بلافاصله پس از مصرف بر دهانه آن بگذارید).

۳- با حرکات چرخشی آن را مخلوط کنید.

۴- جداسازی صورت نمی‌گیرد، ۵ میلی لیتر آب مقطر از طول دیواره دکانتور به محلول اضافه کنید. پس از هر بار افزودن آب، آن را تکان دهید. برای ظاهر شدن دو لایه، تقریباً ۲۵ میلی لیتر آب لازم است.

۵- محلول زیرین الکل متیلیک را دور بریزید، بنابراین دو محلول باقی می‌ماند: یکی محلول اتر نفت حاوی کلروفیل **a** و کاروتن که قبلاً در بشر ریخته شده است، و دیگری محلول اتر اتیلیک که حاوی کلروفیل **b** و گزانتوفیل که در دکانتور باقی مانده است.

ج - آخرین جداسازی

۱- محلول اتر اتیلیک


۱- در یک استوانه مدرج ۲۵۰ میلی لیتری، ۳۰ میلی لیتر محلول اتر اتیلیک بریزید.

۲- به کمک استوانه مدرج دیگر، ۱۰ میلی لیتر محلول پتاس الکی تازه تهیه شده را از کناره ظرف در محلول اتر اتیلیک بریزید.

۳- آن را تکان دهید و پس از ده دقیقه به آن توجه کنید. تغییر رنگی را که ایجاد می‌شود، یادداشت کنید.

۴- سپس ۳۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید و تکان دهید. دو لایه جدا می‌شوند. کلروفیل **b** در آب و گزانتوفیل در الکل اتیلیک وجود دارد.

عمل را به همان طریق فوق برای محلول اتر نفت با همان حجم‌ها انجام دهید. در اینجا نیز دو لایه ظاهر می‌دارد که در لایه آب، کلروفیل a در لایه اتر نفت، کاروتن وجود دارد. در طرح زیر، مراحل جداسازی رنگیزه‌های کلروپلاستی خلاصه می‌شود:



توضیحات زیر دلایل انجام مراحل ۱ تا ۶ ذکر شده در طرح را برای جداسازی رنگیزه‌های کلروپلاستی روشن می‌کند:

مرحله ۱: رنگیزه‌ها باید با حل شدن در استون از سایر مواد یاخته‌ای جدا شوند.

مرحله ۲: به علت اختلاف قابلیت انحلال رنگیزه‌ها در اتر نفت، ترجیحاً از استون که حلال بهتری است استفاده می‌شود. استون را می‌توان با آب شست و خارج کرد.

مرحله ۳: کلروفیل **b** و گزانتوفیل، نسبت به کلروفیل **a** و کاروتن، در الکل متیلیک بهتر حل می‌شوند. کلروفیل **a** و کاروتن در اتر نفت از هم جدا می‌شوند.

مرحله ۴: به علت اختلاف قابلیت انحلال کلروفیل **b** و گزانتوفیل در اتر اتیلیک، ترجیحاً از متانول که حلال بهتری است استفاده می‌شود. متانول در آب محلول است که در حالی که اتر اتیلیک در آب حل نمی‌شود و متانول را می‌توان با آب شست.

مرحله ۵: محلول پتاس الکی، کلروفیل **b** و گزانتوفیل را که در الکل اتیلیک وجود دارند حل می‌کند.

مرحله ۶: کلروفیل **b** در پتاس الکی حل می‌شود. اگر آب اضافه شود کلروفیل **a** در آب می‌ماند.

## آزمایش ۲- تقسیم رنگیزه‌ها بین حلال‌های مختلف

مواد و وسایل لازم:

کربنات کلسیم - اسفناج تازه - استون - اتر نفت - سولفات سدیم بی‌آب - دکانتور (قیف جداکننده) - قیف بوختر - فیول تخلیه.

روش کار

الف - استخراج رنگیزه‌ها

۱- ۵ گرم برگ اسفناج را که قبلاً خرد کرده‌اید با کمی شن و کربنات کلسیم در هاون بسایید.

۲- ۲۵ میلی‌لیتر استون به آن اضافه کنید و مدت ۵ دقیقه بسایید.

۳- چند لحظه آن را به حال استراحت بگذارید و سپس مایع تولید شده را در قیف بوختر که به فیول تخلیه متصل است بریزید. سعی کنید قسمت جامد را در قیف نریزید.

۴- بر روی قسمت جامد مانده در هاون، دوباره ۱۵ میلی‌لیتر استون بریزید و مانند قبل عمل کنید دوباره مایع تولید شده را در قیف بوختر بریزید. این عمل را برای بار دوم (با ۱۵ میلی‌لیتر استون) نیز انجام دهید.

ب - جداسازی رنگیزه‌ها

۱- تمام عصاره محلول در استون را که به دست آمده است در دکانتور بریزید.

۲-۱۲ میلی لیتر اتر نفت در آن بریزید و درپوش دکانتور را ببندید و مایع را به آرامی ولی به طور مداوم به مدت ۵ دقیقه با حرکات چرخشی تکان دهید در حالی که دکانتور را برمی گردانید و شیر را باز می گذارید تا فشار درون دکانتور زیاد نشود. دوباره شیر را ببندید و دکانتور را در درون پایه خود قرار دهید.

۳- درپوش دکانتور را بردارید و از کناره ظرف ۱۵ میلی لیتر آب مقطر به آرامی به آن وارد کنید و آن را مانند قبل با احتیاط تکان دهید و سپس در جای خود بگذارید.

۴-۱۵ دقیقه صبر کنید تا در ظرف دو لایه ایجاد شود.

۵- لایه بالایی به رنگ سبز تیره (اتر نفت) دارای کلروفیل و کاروتن، و لایه زیرین به رنگ زرد مایل به سبز (استون مایع) شامل گزانتوفیل است.

۶- لایه زیرین را در یک ارلن بریزید.

۷- لایه بالایی را که در دکانتور باقی مانده است پنج بار پیپی و هر بار تقریباً با ۳۰ میلی لیتر آب مقطر شستشو دهید. در هر شستشو، آب را به آرامی از کناره دکانتور به درون آن بریزید و ظرف را آهسته تکان دهید و بگذارید به حال استراحت باقی بماند.

۸- لایه زیرین آن را با دقت از دکانتور خارج کنید.

۹- تمام اتر نفت موجود در دکانتور را بر روی یک صافی که دارای ۲۰ گرم سولفات سدیم بی آب ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) است و محلول را خشک می کند، بریزید.

۱۰- اتر نفت را به آرامی در یک صافی که به فیول تخلیه مربوط است بریزید و به این ترتیب تمام محلول حاوی رنگیزه مورد مطالعه را به دست آورید.

۱۱- ۳ میلی لیتر از این محلول فوراً به مصرف کروماتوگرافی ستونی می رسد و بقیه (لاقل ۴ میلی لیتر) بعداً برای جداسازی حلال های مختلف به کار خواهد رفت.

ج - ادامه جداسازی به وسیله تقسیم بین حلال های مختلف

۱- باقیمانده محلول رنگیزه در اتر نفت (لاقل ۴ میلی لیتر) را در یک دکانتور تمیز و خشک بریزید.

۲- ۵ میلی لیتر پتاس ۵٪ محلول در متانول به آن بیفزایید و مانند قبل آن را به مدت ۵ دقیقه تکان دهید. سپس دکانتور را در پایه خود بگذارید.

۳- پس از چند دقیقه، یک میلی لیتر آب مقطر و سپس ۳ میلی لیتر اتر نفت به آرامی اضافه نمایید و مدت ۵ دقیقه آن را تکان دهید.

۴- محلول را به مدت ۱۰ دقیقه روی پایه قرار دهید تا دو لایه به شرح زیر تشکیل شود:

- لایه بالایی زرد (اتر نفت) شامل کاروتن و گزانتوفیل هاست.

- لایه زیرین سبز ( پتاس محلول در متانول) شامل کلروفیل هاست که صابونی شده اند.

### آزمایش ۳- استخراج مواد رنگی درون کلروپلاست و جدا کردن آنها به روش کروماتوگرافی ستونی

مواد و وسایل لازم: ۲۰ گرم برگ اسفناج یا هر گیاه دیگر - استون - اتر نفت - آب مقطر - شکر - سولفات سدیم بی آب - متانول ۸۰٪ - کلرور سدیم - محلول پروپانول نرمال - لوله شیشه ای به طول ۲۵ سانتیمتر و قطر ۲ سانتیمتر - پایه مخصوص نصب لوله شیشه ای - کاغذ صافی - ترازو - هاون چینی - پارچه تنزیب - دکانتور - قیچی - ارلن - لوله آزمایش.

روش کار

الف - آماده سازی ستون کروماتوگرافی

۱- ستون مخصوص کروماتوگرافی را که از یک لوله شیشه ای به طول ۲۵ سانتیمتر و قطر ۲ سانتیمتر تشکیل شده، به پایه مخصوص آن وصل کنید.

۲- مقدار کمی پودر شکر به ارتفاع تقریبی ۳ سانتی متر در آن بریزید و به وسیله میله شیشه ای مخصوص آن را به آهستگی بکوبید به طوری که موجب شکستگی ستون نگردد و خوب فشرده شود.

۳- سطح شکر فشرده شده را با سوزن مخصوص خوب خراش دهید تا با پودر شکر بعدی که کوبیده می شود به صورت یکنواخت در آید و سطح جداگانه ای را ایجاد نکند.

۴- اعمال فوق را چند بار تکرار کنید تا ارتفاع پودر شکر فشرده شده به ۱۴ سانتیمتر برسد.

۵- روی ستون شکر را به ارتفاع ۰,۵ سانتیمتر از پودر سولفات سدیم بی آب بپوشانید.

۶- در پایان، یک لایه کاغذ صافی را که قطر آن مساوی قطر درونی استوانه ستون است روی سولفات سدیم بگذارید؛ در این حالت ستون آماده است.

ب - استخراج مواد رنگی از کلروپلاست های برگ

یادآوری: چون در این آزمایش با اتر نفت کار می کنیم و از طرفی اتر ماده آتش گیر و گاز آن قابل انفجار است، لذا دانشجویان باید توجه داشته باشند که این اعمال دور از شعله و هرگونه جرقه صورت گیرد.

۱- مقدار ۵ تا ۲۰ گرم از برگ های سبز اسفناج (یا هر گیاه دیگر) را با ترازو وزن کنید و آنها را با قیچی خرد کرده درون هاون چینی بریزید.

۲- ۵۰ میلی لیتر استون به آن اضافه کنید و آن را بکوبید تا خوب نرم شده و یاخته های آن متلاشی شوند و در عین حال مواد رنگی کلروپلاست ها در استون حل گردد (عمل کوبیدن را طوری انجام دهید که محتویات هاون به خارج نریزد).

۳- محتویات هاون را با گذراندن از ۴ لایه پارچه تنزیب صاف کنید.



۴- محلول را که از پارچه تنزیب عبور کرده به دکانتور (قیف جداکننده) منتقل کنید.

۵- ۵۰ میلی لیتر اتر نفت و ۵۰ میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید.

۶- دکانتور را طوری در دست بگیرید که سر آن در کف دست چپ و انتهای آن که دارای شیر است در دست راست و به طرف بالا باشد به طوریکه با دست راست بتوان شیر را باز کرد و بست

۷- دکانتور را به آرامی تکان دهید ولی توجه داشته باشید که پس از هر حرکت، انتهای شیر دارد کانتور را به سمت بالا گرفته و شیر آن را به آهستگی باز کنید تا گاز اتر خارج شود. عمل تکان دادن را به مدت ۱۰ دقیقه ادامه دهید تا تمام مواد رنگی به اتر نفت منتقل گردد.

۸- پس از مدتی، دکانتور را به حال خود بگذارید تا تمام مواد رنگی که در اتر نفت حل شده است فاز جداگانه ای را تشکیل دهد و در قسمت بالا قرار گیرد.

۹- قسمت زیرین را جدا کرده و دور بریزید.

۱۰- ۳۰ میلی لیتر متانول ۸۰٪ به دکانتور اضافه کنید، تا تمام مواد رنگی به فاز اتر نفت منتقل شود.

۱۱- قسمت زیرین را جدا کرده دور بریزید.

۱۲- برای اینکه تمام استون از اتر نفت جدا شود، به اندازه ۳۰ میلی لیتر از محلول ۱۰٪ نمک طعام به دکانتور اضافه کنید و خوب تکان دهید.

۱۳- قسمت زیرین را جدا کرده و دور بریزید. عمل فوق را تکرار کنید.

۱۴- محلول باقیمانده در دکانتور (اتر نفت + مواد رنگی کلروپلاست) را به یک ارلن حاوی ۴ گرم سولفات سدیم بی آب انتقال دهید و ۵ دقیقه صبر کنید تا تمام مولکول‌های آب باقیمانده توسط سولفات سدیم بی آب جذب شود.

۱۵- محلول اتر نفت را در ارلن بریزید.

ج - تفکیک رنگ‌های مختلف کلروپلاست به روش کروماتوگرافی ستونی

۱- مقداری اتر نفت خالص را در داخل ستون کروماتوگرافی که قبلاً تهیه کرده اید بریزید و از پایین خلا ایجاد کنید تا اتر نفت به طرف پایین ستون کشیده شود. ولی توجه داشته باشید که مقدار اتر نفت باید آن قدر باشد که وقتی  $2/3$  ارتفاع ستون را طی کرد، هنوز مقدار کمی از آن در بالای سطح کاغذ صافی وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت هوا به داخل ستون کشیده می شود و ستون خاصیت جداکنندگی خود را از دست می دهد.

۲- پس از اینکه اتر نفت  $2/3$  ستون را طی کرد، ۱۰ میلی لیتر از مواد رنگی را که استخراج کرده اید داخل ستون اضافه کنید.

۳- پیش از اینکه تمام مواد رنگی ستون جذب شود، از بالا اتر نفت خالص به ستون اضافه کنید و عمل ایجاد خلا را ادامه دهید و توجه داشته باشید که ستون نباید خشک شود و دائماً با اضافه کردن ۳ میلی لیتر اتر نفت، آن را مرطوب نگه دارید.

۴- اکنون، مواد رنگی مختلف به تدریج از هم تفکیک و جدا می شوند. نخستین ماده رنگی که باید جدا شود کاروتن است. وقتی کاروتن به پایین ستون رسید، یک لوله آزمایش درون ارلن خلاً قرار دهید و کاروتن را در آن جمع آوری کنید.

۵- پس از تمام شدن کاروتن، لوله آزمایش دیگری را درون ارلن خلاً قرار داده، از بالا محلول پروپانول نرمال در اتر نفت را اضافه کنید و عمل مکیدن را ادامه دهید. کلروفیل **a** به رنگ سبز مایل به آبی جدا می گردد.

۶- لوله آزمایش درون ارلن خلاً را عوض کرده و عمل ریختن محلول ۰,۵٪ پروپانول نرمال در اتر نفت را ادامه دهید تا کلروفیل **b** به رنگ سبز مایل به زرد جدا شود.

یادآوری: اگر کلروفیل **b** خیلی کند حرکت کند، می توانید از محلول ۱۰٪ پروپانول نرمال در اتر نفت به ستون اضافه کنید.

۷- دهانه لوله های آزمایش حاوی مواد رنگی را به وسیله چوب پنبه بندید و آنها را در تاریکی قرار دهید تا در جلسه آینده طیف جذبی آنها را اندازه بگیرید.

۸- در بعضی از برگ ها، گزانتوفیل یافت می شود که بعداً از کلروفیل **b** خارج می گردد.

## آزمایش ۴- جدا کردن رنگیزه ها به وسیله کروماتوگرافی ستونی

الف - تهیه ستون کروماتوگرافی

ستون مخصوص کروماتوگرافی را با ریختن پودر سلولز واتمن<sup>۵</sup> که در یک ستون شیشه ای به قطر ۱۵ میلیمتر و ارتفاع ۱۵ سانتیمتر به شدت فشرده شده است، تهیه کنید. پودر سلولز با اتر نفت شسته می شود.

ب - کروماتوگرافی رنگیزه ها

۱- درست پیش از آغاز کروماتوگرافی، اتر نفت اضافی ستون را خارج سازید.

۲- وقتی که تمام اتر نفت را به درون پودر سلولز نفوذ کرد، با احتیاط به وسیله پیپت از قسمت بالای ستون ۳ میلی لیتر از رنگیزه موجود در اتر را به درون ستون بریزید. بگذارید اتر نفت به آرامی جریان یابد (یک قطره در هر دو ثانیه).

۳- وقتی که تمام محلول رنگیزه در پودر سلولز نفوذ کرد، حدود ۱۰ میلی لیتر اتر نفت بر روی ستون بریزید به طوری که رنگیزه را با خود به سمت پایین ببرد. برای اینکه مطمئن شوید مهاجرت رنگیزه به خوبی انجام شده است، باز هم اتر نفت اضافه کنید. نتیجه: رنگیزه ها از هم جدا می شوند و چهار لایه رنگین مختلف تشکیل می گردد. در بالا، نوار سبز رنگ مربوط به کلروفیل **b** است. نوار دوم به رنگ سبز مایل به آبی مربوط به کلروفیل **a** است. در زیر کلروفیل **a** یک لایه زرد محتوی گزانتوفیل و بالاخره در قسمت زیرین یک لایه نارنجی مربوط به کاروتن دیده می شود. نوار دیگری را که کم و بیش مشخص و مربوط به فتوفیتین است نیز می توان در زیر آنها مشاهده کرد.

<sup>5</sup> Watman

## آزمایش ۵- جدا کردن رنگیزه ها به وسیله کروماتوگرافی روی لایه نازک ۶ (ژل سیلیس یا سیلیکاژل)

مواد و وسایل لازم:

برگ تازه اسفناج - استون - سولفات - کلروفرم - هگزان - دی اتیل اتر - ژل سیلیس یا سیلیکاژل - قیف بوختر - صفحه شیشه ای - پیپت پاستور - مخزن شیشه ای.

روش کار

۱- رنگیزه های کلروپلاستی را با ساییدن ۲,۵ گرم برگ های تازه اسفناج در ۱۰۰ میلی لیتر استون استخراج کنید. اگر برگ های خشک به کار می برید، ۲,۵ گرم برگ خشک را در ۱۰۰ میلی لیتر استون ۸۰٪ در مخلوط کن خوب بسایید.


۲- وقتی استون رنگ سبز تیره به خود گرفت، چند گرم  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  را به آن بیفزایید تا آب حاصل از استخراج گرفته شود، بعد عصاره را با استفاده از قیف بوختر صاف کنید.

۳- عصاره محلول در استون را در دستگاه خشک کننده دوار قرار دهید تا استون آن تبخیر شود.

۴- رنگیزه خشک شده را در ۱۰ میلی لیتر کلروفرم حل کنید.

۵- صفحه شیشه ای (۲۰×۵ سانتیمتر) را که با جاذب پرشده شده انتخاب کنید. مطابق شکل، درست پایین صفحه شیشه ای، ۱,۵ سانتیمتری انتهای آن، یعنی در جایی که می خواهید نمونه را قرار دهید، در دو لبه عرض شیشه خراش های کوچکی ایجاد کنید و در فاصله ۱۵ سانتیمتری بالای خراش اولیه نیز خراش های دیگری به وجود آورید. خراش بالا برای مشخص کردن محلی است که حلال باید تا آنجا مهاجرت کند.

۶- در مرحله بعدی، با استفاده از پیپت ۰,۰۱ یا ۰,۱ میلی لیتر و یا پیپت پاستور، مقدار کمی از عصاره استخراج شده را به صورت نقطه ای به قطر یک سانتیمتر بین دو علامتی که قبلاً در پایین صفحه شیشه ای با خراش مشخص کرده اید، قرار دهید. نمونه باید در وسط این دو علامت فرار گیرد و پیپت نیز نباید با جاذب صفحه شیشه ای تماس پیدا کند.



<sup>6</sup> Thin - Layer chromatography

کروماتوگرام  $R_f$  رنگیزه ها

۷- نمونه را که به صورت نقطه ای روی جاذب شیشه ای قرار دارد، با استفاده از پنبه خشک کنید. در صورت لزوم، مجدداً روی این نقطه عصاره‌ی استخراج نشده‌ی حل شده در حلال اضافه کنید و آن را خشک نمایید.

۸- صفحه‌ی شیشه‌ی جاذب را در محفظه‌ی ای که حاوی حلال (هگزان - دی اتیل اتر - استون به نسبت ۲۰:۳۰:۶۰ حجمی) است قرار دهید، عمق حلال خیلی اهمیت دارد و نقطه‌ی ای که نمونه روی آن قرار گرفته هرگز نباید زیر سطح حلال قرار گیرد.

۹- به چگونگی جدا شدن و مهاجرت حلال خوب توجه کنید. وقتی که حلال به ۱۵ سانتیمتری بالای علامت اولیه‌ی پایینی رسید، شیشه را از محفظه خارج کنید و بگذارید تا خشک شود.

۱۰- ارزش  $R_f^v$  را برای هر کدام از رنگیزه ها محاسبه کنید.

۱۱- پس از مشاهده‌ی کروماتوگرام و یادداشت کردن اطلاعات لازم، نوارهای تشکیل شده روی سیلیکاژل را که حاوی یک نوع رنگیزه است با تیغ تیز و تمیز جدا کنید.

۱۲- بلافاصله، این قسمت‌های جدا شده را جداگانه در لوله‌ی سانتریفوژ قرار دهید و به آن ۵ میلی لیتر استون اضافه کنید و لوله را به شدت تکان دهید تا رنگیزه در حلال حل شود و از سیلیکاژل یا هر جاذب دیگر جدا گردد.

۱۳- سپس آن را سانتریفوژ کنید تا جاذب ته‌نشین شود. محلول رویی را که حاوی رنگیزه است با پیپت از لوله‌ی سانتریفوژ خارج کرده آن را در لوله‌ی آزمایش قرار دهید و در یخچال نگه دارید تا بعداً مورد استفاده قرار گیرد.

۱۴- در مرحله‌ی بعد، غلظت هر رنگیزه را با رقیق یا غلیظ کردن تنظیم کنید و طیف جذبی رنگیزه‌هایی چون کلروفیل a، b، بتاکاروتن، نئوگزانتین یا لوتئین را با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه بگیرید. جذب (چگالی اپتیکی<sup>۸</sup>) و یا درصد جذب هر کدام از محلول‌های رنگیزه را در طول موج ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر اندازه بگیرید. اگر اسپکتروفتومتری که در اختیار دارید به دستگاه یادداشت کننده (ریکورد) متصل نیست، درصد جذب را در هر ۱۰ نانومتر با دست اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۱۵- منحنی جذبی را رسم کنید و آن را به گزارش خود ضمیمه نمایید.

## آزمایش ۶- جدا کردن رنگیزه‌های فتوسنتزی به وسیله‌ی کروماتوگرافی کاغذی

مواد و وسایل لازم:

برگ اسفناج یا هر گیاه دیگر- استون- آب مقطر- اتر نفت - سولفات سدیم بی آب - قیچی- کاغذ کروماتوگرافی ( کاغذ صافی) - مخلوط کن یا هاون چینی - دکانتور (قیف جداکننده)


<sup>v</sup>  $R_f$  فاصله‌ی نقطه‌ای است که نمونه روی صفحه فرار داده شده تا نقطه‌ی ای که محلول طی کرده است.

<sup>8</sup> Optical density (OD)

گزارش مربوط به کروماتوگرافی روی لایه نازک

نام..... تاریخ..... گروه.....

طیف جذبی



الف - استخراج رنگیزه ها

برگها را با قیچی خرد کرده و در استون ۹۰٪ بریزید و آن را به مدت ۲ دقیقه در مخلوط کن بسایید و یا این عمل را در هاون انجام دهید. عصاره را با استفاده از قیف بوختر در قیف جدا کننده صاف کنید. به همان حجم به آن اتر نفت اضافه نمایید و خوب تکان دهید. سه مرتبه با آب بشویید و هر مرتبه محلول مابع را چند دقیقه به حال خود بگذارید. این روش عصاره گیری وقتی به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسد که برگ در استون خوب ساییده شود و صاف گردد.

ب - جداسازی

- ۱- حلال مناسبی با این نسبت‌ها تهیه کنید: ۱۰۰ قسمت اتر نفت، ۱۲ قسمت استون ۹۰٪.
- ۲- کروماتوگرافی را به اندازه‌ی ۲۵×۲۵ سانتیمتر (مناسبترین اندازه) ببرید، چون می‌توان روی آن چند نقطه قرار داد و آنها را همزمان با یکدیگر به پیش راند:
- ۳- چند قطره از محلول رنگیزه‌ی استخراج شده را بر روی کاغذ کروماتوگرافی قرار دهید.
- ۴- مدت ۶ ساعت صبر کنید تا رنگیزه‌ها از هم جدا شوند (همچنین می‌توان کاغذ را به مدت یک شب در حلال قرار داد).
- ۵- ظاهر کردن رنگیزه‌ها - در این مدت ماده‌ی ظاهرکننده لازم نیست، چون رنگیزه‌ها در نور فرابنفش از خود فلورسانس ساطع می‌کنند و با استفاده از این نور به آسانی می‌توان آنها را مشاهده کرد.

نتایج

رنگیزه‌ها به رنگ‌های مختلف و در فاصله‌های متفاوت، به شرح زیر، بر روی کروماتوگرام ظاهر می‌شوند:

<u>رنگ نوار</u>	<u>Rf رنگیزه</u>	<u>نام رنگیزه</u>
زرد	۰/۹۵	- کاروتن <sup>۱</sup>
زرد - خاکستری	۰/۸۳	- فتوفین <sup>۲</sup>
		- (فتوفین فرآوردهٔ تجزیهٔ کلروفیل است که همیشه به خوبی دیده نمی‌شود)
زرد - قهوه‌ای	۰/۷۱	- گزانوفیل (غالباً به صورت ۲ نوار ظاهر می‌شود)
آبی - سبز	۰/۶۵	- کلروفیل a
سبز	۰/۲۵	- کلروفیل b



## خودآزمایی کتاب

- ۱- چه رنگیزه‌هایی در اتر نفت محلول اند؟
- ۲- کلروفیل b در چه ماده‌ای بهتر حل می‌شود؟
- ۳- محلول پتاس الکلی، کدامیک از رنگیزه‌ها را در خود حل می‌کند؟
- ۴- از دو رنگیزه‌ی کاروتن و کلروفیل به کدامیک در آب و کدامیک در اتر نفت باقی می‌ماند؟

## سوالات


- ۱- در کروماتوگرافی TLC که در آزمایشگاه انجام دادید، چه تفاوتی در مسیر انجام آزمایش با متن این کتاب وجود داشت؟
- ۲- در قسمت پایانی جداسازی (آخرین مرحله جداسازی) ایرادی در متن کتاب وجود دارد. این ایراد مربوط به یکی از حلال‌هاست. آن را پیدا کنید و حلال درست را در متن بنویسید!
- ۳- نقش دقیق پتاس الکلی و صابونی کردن را توضیح دهید!

۴- با توجه به تصاویر زیر توضیح دهید چرا در منابع نتیجه‌های مختلف برای کروماتوگرافی ذکر شده است؟



### Plant Pigments and Chromatography

Thin layer chromatogram (TLC) of an extract of thylakoid membranes from the leaf of annual meadow grass *Poa annua*. TLC plastic sheets are coated with a 60 F254 silica gel which measures 0.2 millimetres thick. A drop of extract, corresponding to the column here, was laid at the bottom of the sheet. The sheet was then placed in a beaker of solvent (75% acetone & 25% petroleum ether). The picture shows the solubility of the extract in solvent. Six bands are seen; top (orange) is carotene; 2 (green) pheophytin; 3 (green) chlorophyll A; 4 (green) chlorophyll B; 5 (yellow) & 6 (mere trace) are carotenoids. The line across the top of image is the solvent line





## اسپکترومتر

اسپکتروفتومتر برگرفته از واژه لاتین *spectrum* به معنای «تصویر» و واژه یونانی *phos* یا *photos* به معنای «نور» است. اسپکتروفتومتر یکی از دستگاه‌های اصلی طراحی شده برای پژوهش و تشخیص است که در آن از ویژگی‌های نور و تداخل آن با سایر مواد استفاده می‌شود. به‌طور کلی نور یک لامپ با مشخصات خاص از ابزاری عبور می‌کند که طول موج مشخصی را جدا و از نمونه عبور می‌دهد. شدت نور خروجی با شدت نور ورودی مقایسه شده و میزان عبور نور<sup>۱</sup> که به عواملی مانند غلظت نمونه بستگی دارد، محاسبه می‌شود.

### تصویر اسپکتروفتومتر

یک اسپکتروفتومتر معمولی



### موارد استفاده از دستگاه

در آزمایشگاه اسپکتروفتومتر برای تعیین و میزان غلظت یک ماده در محلول کاربرد دارد و بنابراین با روش‌های اسپکتروفتومتری می‌توان نمونه را مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قرارداد.

### اصول عملکرد

به‌عنوان یک اصل پایه، نور نوعی از انرژی الکترومغناطیسی در نظر گرفته می‌شوند. سرعت ثابت نور در فضا [C]، تقریباً  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$  است. سرعت نور در صورت عبور از هر محیط شفاف دیگر، کمی کاهش می‌یابد و از معادله زیر می‌توان سرعت آن را به دست آورد:

$$v_0 = \frac{C}{n}$$

به‌طوری که:

$v_0$  = سرعت نور ورودی از هر محیط یا وسیله

$n$  = شاخص بازتاب: که مقدار عددی آن معمولاً بین  $1/0$  تا  $2/5$  باشد.


انرژی الکترومغناطیسی طیف وسیعی از طول موج‌ها را دارد که در جدول ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

نوع انرژی الکترومغناطیسی	گستره طول موج
امواج رادیویی	از چند متر تا چند کیلومتر
امواج رادار	از ۱ تا ۱۰ سانتی‌متر
امواج مادون قرمز	از ۱ تا ۱۰ میکرون ( $10^{-6}m$ )
نور مرئی	از ۳۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر
پرتوهای X	از ۰/۱ تا ۰/۵ آنگستروم
پرتوهای گاما	تقریباً ۰/۰۰۱۲ آنگستروم

در نتیجه عبور یا برخورد نور با محیط‌های مختلف یکی از پدیده‌های زیر اتفاق می‌افتد: بازتاب<sup>۱</sup>، انکسار (شکست)<sup>۲</sup>، تجزیه<sup>۳</sup>، جذب<sup>۴</sup>، پخش<sup>۵</sup>، پلاریزه شدن<sup>۶</sup>، و پدیده‌های دیگری که با دستگاه‌ها و وسایل مختلف اندازه‌گیری می‌شود. جدول زیر محدوده طول موج‌های دیگر را نشان می‌دهد که در آزمایش‌های اسپکتروفتومتری استفاده می‌شوند.

طیف نور	گستره طول موج
ماوراء بنفش	۱۰-۲۰۰ نانومتر
ماوراء بنفش نزدیک	۲۰۰-۲۸۰ نانومتر
نور مرئی	۳۸۰-۷۸۰ نانومتر
مادون قرمز نزدیک	۷۸۰-۳۰۰۰ نانومتر
مادون قرمز میانی	۳۰۰۰-۲۰۰۰۰ نانومتر
مادون قرمز دور	۳۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰ نانومتر

شکل ۲۷. برخورد نور با ماده



با توجه به برخورد نور و ماده، شکل ۲۷ در توضیح پیچیدگی پدیده‌ای که رخ می‌دهد، کمک می‌کند.

شکل ۲۷ نشان می‌دهد که نور ورودی  $[I_0]$  می‌تواند تغییر حالت‌های متعددی پیدا کند؛ می‌تواند منعکس (بازتاب) شود  $[I_r]$ ، عبور<sup>۷</sup> کند  $[I_t]$ ، پخش شود یا جذب شود و یا مستقیماً به صورت فلئورسانس<sup>۸</sup> ساطع شود  $[I_f]$ . اساس کار اسپکتروفتومترها اصولاً بر جذب و عبور نور استوار است. برای درک این موضوع قانون بیر - لامبرت را مرور می‌کنیم.

قانون بیر - لامبرت به‌عنوان «قانون بیر» و یا «قانون بیر - لامبرت بوگر»<sup>۹</sup> نیز معروف است. این قانون رابطه بین غلظت نمونه و شدت نوری که از آن عبور می‌کند را نشان می‌دهد. با توجه به این قانون، دو حالت وجود دارد: عبور کردن  $[T]$  و جذب کردن  $[A]$ <sup>۱۱</sup>.

عبور  $[T]$ : بخشی از نور ورودی با طول موج مشخص است که از داخل نمونه عبور می‌کند.

$$T = \frac{I_t}{I_0}$$

به طوری که:


$$I_t = \text{شدت نور عبور کرده (خروجی)}$$

$$I_0 = \text{شدت نور اولیه (ورودی)}$$


- |                |                 |                               |                   |
|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. Reflection  | 4. Absorption   | 7. Transmitt                  | 10. Transmittance |
| 2. Refraction  | 5. Diffusion    | 8. Fluorescence               | 11. Absorbance    |
| 3. Diffraction | 6. Polarization | 9. Beer Lambert Bouguer's law |                   |

منحنی‌های ارائه شده در زیر نمایانگر مدلی است که چطور مقدار جذب [A] و عبور نور [T] در اثر غلظت [C] براساس قانون بیر تغییر می‌کند.

منحنی عبور نور



منحنی جذب



درصد میزان عبور نور [%T] از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\%T = \frac{I_t}{I_0} \times 100$$

تعداد مولکول‌های جاذب نور در یک نمونه متناسب با میزان جذب آن در نمونه است و به صورت رابطه ریاضی زیر بیان می‌شود:

$$A = \epsilon \times l \times c$$

به طوری که:

A = جذب قابل اندازه‌گیری نور

$\epsilon$  = ضریب جذب [Litres/ mol. cm]

l = طول مسیر عبور نور در نمونه

c = غلظت نمونه [mol/ Litres]


رابطه بین جذب نور [A] و عبور [T] آن با معادله زیر نشان

داده می‌شود:

$$A = \log_{10} \frac{1}{T} = \log_{10} \frac{I_0}{I_t} = \log_{10} 10^{\epsilon \times c \times l} = \epsilon \times c \times l$$

طرح زیر پدیده جذب را توضیح می‌دهد:

شکل ۲۸. پدیده جذب



به طور خلاصه، با افزایش غلظت نمونه، میزان عبور نور کم و جذب بیشتر می‌شود.

خطی بودن قانون بیر - لامبرت تحت تاثیر شرایط زیر قرار می‌گیرد:

۱. تغییر تعادل شیمیایی نمونه در نتیجه تغییر غلظت.
۲. تغییر ضریب جذب، در غلظت‌های بالاتر از ۰/۰۱ مول در ماده به دلیل تداخل الکتروستاتیکی بین مولکول‌های مجاور.
۳. تغییر ضریب انکسار در غلظت‌های بالای نمونه.
۴. پخش نور به علت وجود ذرات در نمونه.
۵. فلورئوسانس یا فسفرسانس<sup>۱</sup> نمونه.
۶. تابش غیر تک‌رنگ<sup>۲</sup>.

## اجزای اسپکتروفتومتر

شکل ۲۹ ارتباط بین اجزای مختلف یک اسپکتروفتومتر را نشان می‌دهد. مهم‌ترین آنها عبارت است از:

۱. منبع نور
۲. مونوکروماتور یا تکرنگ‌ساز
۳. محفظه نمونه
۴. سیستم آشکارساز
۵. سیستم خوانشگر

موارد فوق قسمت‌های اساسی یک اسپکتروفتومتر هستند و تکنولوژی پیشرفته مدل‌های جدید اسپکتروفتومترها را شامل نمی‌شوند. خلاصه‌ای از این موارد در شکل ۲۹ نشان داده شده است.


### منبع نور

منبع نور با توجه به نوع اسپکتروفتومتر می‌تواند لامپ تنگستن برای نور مرئی یا لامپ دئوتریم<sup>۱</sup> برای نور ماوراء بنفش باشد. بعضی سازندگان اسپکتروفتومتری با لامپ نئون طراحی کرده‌اند که توانایی ساطع کردن نور از طیف مرئی تا ماوراء بنفش را دارد. این لامپ‌ها طوری طراحی شده‌اند که در زمان کاربری و یا تعویض لامپ تنظیمات نوری و کانون آنها تغییر نمی‌کند. انرژی تابشی که به وسیله یک لامپ تنگستن ساطع می‌شود، بین ۲۶۰۰ تا ۳۰۰۰ درجه کلوین است.

### مونوکروماتور یا تک رنگ‌ساز

مونوکروماتور یک مجموعه متشکل از چند ماده است که نور سفید را به موج‌هایی با طول موج متفاوت تبدیل می‌کند. یک طول موج برای قرائت غلظت نمونه کاربرد دارد. مونوکروماتور معمولاً متشکل از اجزای زیر است: یک شکاف که نور تولیدشده به وسیله منبع نور را به یک سطح معین محدود می‌کند، مجموعه‌ای از آینه‌ها برای عبور نور از سیستم نوری، یک جز برای جداسازی طول موج‌های پرتو نور (ممکن است منشور و یا

شکل ۲۹: اجزای اسپکتروفتومتر



شبکه انکسار یا انتقال<sup>۲</sup> باشد) و یک خروجی برای انتخاب طول موجی که به نمونه تابیده می‌شود. شبکه انکسار این مزیت را دارد که انوار غیرخطی را حذف می‌کند و به تغییرات دما نیز حساس نیست.

### محفظة نمونه

این قسمت برای نگهداری نمونه مورد آزمایش است، مدل‌های مختلفی در شکل و حجم‌های متفاوت برای انواع اسپکتروفتومترها و به نام‌های کووت، میکروسول، میکروپلیت، لوله آزمایش و غیره موجود است. در اسپکتروفتومترهای معمولی، محفظه نگهدارنده نمونه، کووت به شکل مکعب مستطیل است. کووت‌های شیشه‌ای در محدوده ۳۴۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ نانومتر و انواع دیگر که از سیلیس ساخته شدند در محدوده نور مرئی ۲۲۰ نانومتر تا ۳۴۰ نانومتر قابل استفاده هستند. همچنین، نوع پلاستیکی و یک‌بار مصرف این کووت‌ها از جنس استایرن<sup>۳</sup> یا پلی استایرن<sup>۴</sup> (مانند میکروپلیت) نیز وجود دارد.

### سیستم آشکارساز

این سیستم می‌تواند با استفاده از تقویت‌کننده‌هایی مانند فتوسل‌ها<sup>۵</sup>، فتوتیوب‌ها<sup>۶</sup> و فتودایودها<sup>۷</sup> یا فتوملتی‌پیلرها<sup>۸</sup> بسته به گستره طول موج، حساسیت و سرعت لازم طراحی شود. سیستم آشکارساز آن بخشی از نور که از نمونه ساطع می‌شود و جذب نشده است را به سیگنال الکتریکی متناسب با انرژی دریافت‌شده تبدیل می‌کند. این سیگنال الکتریکی تقویت‌شده و در صفحه نمایش به صورت عددی آشکار می‌شود. در جدول صفحه بعد خلاصه‌ای از معایب و مزایای سیستم‌های آشکارساز ذکر شده است.

### سیستم خوانشگر

سیگنالی که از آشکارساز خارج می‌شود، تا زمانی که شدت آن متناسب با درصدی از نسبت مقدار عبور/جذب است تقویت شده و انتقال می‌یابد. دو نوع سیستم خوانشگر وجود دارد:

- |  |                |               |                     |
|--|----------------|---------------|---------------------|
| 1. Deuterium                           | 3. Styrene     | 5. Photocells | 7. Photodiodes      |
| 2. Diffraction or Transmission Grating | 4. Polystyrene | 6. Phototubes | 8. Photomultipliers |

## امتحان‌ها - ۳



**آزمون پایانی نیمسال دوم**

**سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳**

**درس: آز و تکنیک زیست**

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه صفحه ۱ از ۶

نام و نام خانوادگی:

کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی


پایه: دوم «تجربی»

شماره صندلی:

تاریخ: ۱۲ خرداد ۹۴

«پاسخ پرسش‌ها را فقط در پاسخ‌نامه خوش خط و خوانا بنویسید.»

سوال ۱- تصویر روبرو مربوط به قسمتی از یک مربع بزرگ (۱/۱۶ میلی‌متر مربع) لام نشو بار می‌باشد، دو اشکال اساسی برای محاسبه کردن تراکم مخمرها با توجه به این مربع وجود دارد:





اولاً اینکه تعداد سلول‌ها خیلی زیاد است.

دوماً اینکه...

الف- مشکل اول را چگونه برطرف کنیم؟ (۰,۵ نمره)


ب- مشکل دوم چیست؟ چگونه آنرا حل کنیم؟ (۱ نمره)


**سوال ۲-**



الف- تصویر روبرو مربوط به سلول‌های خونی می‌باشد. اگر با استفاده از ملانژور زیر خون را رقیق کرده باشیم (تا ۰,۵ میکرولیتر را خون و بقیه ملانژور را تا ۱۰۱ با سرم فیزیولوژیک پر کرده‌ایم) و با توجه به اینکه مساحت هر مربع ۱/۴۰۰ میلی‌متر مربع است. تراکم گلبول قرمز را با واحد تعداد در میلی‌لیتر محاسبه کنید. (۲ نمره)

ب- چرا برای تراکم سنجی گلبول‌های سفید از ملانژور دیگری که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای رقیق‌سازی خون استفاده می‌شود؟ (۰,۵ نمره)






**سوال ۳-** تراکم باسیل روبرو در نمونه‌ی اولیه را با واحد تعداد بر میلی‌لیتر محاسبه کنید. مربع‌های سوال ۲ و این سوال یکسان هستند. نمونه مورد استفاده در این سوال، قبل از شمارش ۲۰ برابر رقیق شده است (انمره) نمونه‌ی باسیل بالا از یک بیمار گرفته شده بود و تخمین بالا نمی‌توانست تخمین درستی از تعداد باسیل‌های زنده و فعال باشد. به همین دلیل دو راه زیر برای تخمین تعداد باسیل‌های زنده ابداع شد:

راه اول (در شکل روبرو سمت راست):

رنگ متیلن بلو تنها سلول‌های زنده را رنگ‌آمیزی می‌کند و نمی‌تواند وارد سلول‌های مرده شود. در نتیجه اگر مقداری رنگ وارد نمونه‌ی خود در لام نثوبار کنیم، برخی سلول‌های آبی و برخی دیگر بی‌رنگ باقی می‌مانند. از این راه می‌توانیم تعداد سلول‌های زنده را پیدا کنیم.

راه دوم (در شکل روبرو سمت چپ):

نمونه‌ی محیطی خود را به مقدار معین در محیط کشتی که مناسب اکثر باکتری‌ها باشد، کشت می‌دهیم. هر کلنی نشان‌دهنده‌ی یک سلول می‌باشد. زیرا سلول‌ها به قدری رقیق هستند که از هم جدا بیفتند و یک سلول بعد از تقسیم‌های متوالی یک کلنی را ایجاد کند. سپس پلیت مذکور را زیر لوپ می‌گذاریم. درون چشمی لوپ یک صفحه‌ی مدرج مانند نثوبار قرار داده‌ایم تا بدون شمردن همه‌ی کلنی‌ها، تعداد کل کلنی‌های بدست آمده از آن نمونه را تخمین بزنیم. در نهایت می‌توانیم بفهمیم تراکم سلول‌های زنده در نمونه‌ی اولیه چقدر بوده است.




**سوال ۴-** پلیت زیر بعد از کشت دادن ۱ میلی‌لیتر نمونه‌ی گرفته شده از بدن بیمار فوق‌الذکر و انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه بدست آمده است. تصویر زیر با

استفاده از لوپ مدرج بدست آمده است. با توجه به سوال ۳، مشخص کنید چند درصد از سلول‌ها زنده بوده‌اند؟ (انمره)

قطر کف پلیت ۶ سانتی‌متر است - حدود ۶ مربع روی قطر جا می‌شود.

**سوال ۵-** اگر از روش اول (متیلن‌بلو) استفاده می‌کردیم، انتظار می‌رفت چند سلول در هر مربع رنگی شوند؟ (انمره)





# آزمون پایانی نیمسال دوم

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

درس: آژ و تکنیک زیست

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه صفحه ۳ از ۶

نام و نام خانوادگی:


کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»

شماره صندلی:

تاریخ: ۱۲ خرداد ۹۴




روش سوم دیگری برای تخمین زدن تعداد باکتری وجود دارد. در این روش با توجه به میزان نوری که محلول باکتری‌ها جذب می‌کنند (باکتری‌ها در ۶۰۰ نانومتر جذب دارند) و بدست آوردن A و گذاشتن آن روی نمودار استاندارد، تعداد سلول را بدست می‌آورند.

در زیر دو نمودار مربوطه را مشاهده می‌کنید:

سوال ۶- محور X و محور Y نمودار اول مربوط به چه پارامترهایی است؟ (نمره-

آب خوردن!)

سوال ۷- اگر نمونه‌ای که در سوال ۵ کشت دادید را اسپکت می‌کردید، با توجه به نمودار دوم چه جذبی بدست می‌آید؟ محور عرض‌ها تعداد سلول در میلی‌لیتر نمونه است و OD همان A است. (نمره)



دوران ماقبل اسپکتروفتومتری...

شکل روبرو یک کالریمتر (colorimeter) است. این وسیله دارای یک آینه در قسمت پایین و دو لوله که هر یک در لیوان شفاف قرار گرفته‌اند، می‌باشد. امکان جابه‌جایی (بالا و پایین رفتن) لوله‌ها توسط پیچ‌هایی که به آنها متصل است، وجود دارد. در قسمت بالای دستگاه یک عدد چشمی تعبیه شده است که نور عبوری از لوله‌ها را در یک میدان دید نشان می‌دهد؛ در واقع نیمی از میدان دید چشمی را نور عبوری از یکی از لوله‌ها و نیم دیگر را نور عبوری از دیگری، روشن می‌سازد.

سوال ۸- محلول زنگی شفاف با غلظت مجهول به ما داده شده است. با توجه به اینکه ماده‌ی خشک محلول را داریم، با کمک دستگاه روشی طراحی کنید که غلظت نمونه را بدست آوریم. (۲ نمره)





سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان

به نام خدا

# آزمون پایانی نیمسال دوم

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

درس: آذ و تکنیک زیست

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه صفحه ۴ از ۶

نام و نام خانوادگی:

کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»

شماره صندلی:

تاریخ: ۱۲ خرداد ۹۴

عبدالمجید حسینی  
دبیر سرگشته

با احترام به شعور و علاقه‌ی بسیار زیاد بچه‌ها، سوالی اهدایی از طرف دکتر تقدیم می‌گردد:

دکتر پ پ پ در حال آزمایش بود که مردی وارد آزمایشگاه شد همینطور که مرد نزدیک‌تر می‌شد محموله‌ای از لوله‌های آزمایش که در دستش بود آشکارتر می‌شد. مرد بعد از سلام علیک گفت که در مراحل آزمایش خود به کمک نیاز دارد. او می‌گفت: (( بعد از انجام آخرین واکنش به محصولاتی رسیدم که بلافاصله بعد از اینکه در معرض نور قرار می‌گرفتند بی‌رنگ می‌شدند؛ یعنی فقط یک لحظه رنگی بودند و بلافاصله بی‌رنگ می‌شدند. یکی از این محصولات محلول آبی رنگ شفاف و دیگری محلول سبز رنگ شفاف و دیگری محلولی بود که آنقدر سریع بی‌رنگ می‌شد که نمی‌شد رنگ آنرا مشاهده کرد، بود. من از ۲ مسیر متفاوت و با واکنش‌های متفاوت به این ۳ محصول رسیدم)) دکتر جون می‌خوام که شما با دستگاه اسپکت خودتون به من بگید که کدام یکی از این محلول‌ها غلیظ‌تره تا من بتونم همیشه واکنشی رو برای تولید ماده انتخاب کنم که به صرفه‌تر باشه فقط اینو بگم که الان این لوله‌ها رو توی پارچه پیچیدم تا بی‌رنگ نشن، ببینم چی کار می‌کنی‌ها!

دکتر سر تکون دارد وگفت باشه حتماً انجامش می‌دم!

دکتر پ پ پ چراغ‌ها رو خاموش کرد و در درون محموله ۷ تا لوله آزمایش پر از نمونه را مشاهده کرد. یکی حاوی حلال بود و ۶ تای بقیه محصولات بودند ولی این محصولات متأسفانه نامگذاری نشده بودند که کدامشان چه رنگی هستند با این حال ۳ لوله آزمایش در یک پارچه و ۳ تای دیگر در یک پارچه دیگر پیچیده شده بودند که نشان می‌داد یک گروه در یک مسیر واکنشی و گروه دیگر در مسیر جداگانه‌ای تهیه شده‌اند.

دکتر پ پ پ کمی فکر کرد و بدون نگرانی کارش را شروع کرد. او می‌دانست که حداقل برای هریک از رنگ‌های طیف یک بار باید میزان جذب را اندازه‌گیری کند تا متوجه شود ماده‌ی موجود در لوله چه رنگی است. برای این کار او هر لوله را هفت قسمت کرد و میزان جذب‌شان را اندازه گرفت. دکتر بعد از انجام اسپکت به جدول زیر رسید:

طول موج (nm)	گروه اول			گروه دوم		
	لوله ۱	لوله ۲	لوله ۳	لوله ۱	لوله ۲	لوله ۳
بنفش-۴۰۰	A=0.5	A=0.2	A=1	A=0.3	A=0.4	A=1
آبی-۴۵۰	A=0.2	A=0.1	A=1	A=0.2	A=0.1	A=1
نیلی-۵۰۰	A=0.5	A=0.2	A=0.9	A=0.3	A=0.4	A=1
سبز-۵۵۰	A=1	A=0.8	A=0.3	A=0.9	A=1	A=0.4
زرد-۶۰۰	A=1	A=1	A=0.1	A=1	A=1	A=0.2
نارنجی-۶۵۰	A=1	A=1	A=0.3	A=1	A=1	A=0.4
قرمز-۷۰۰	A=0.2	A=1	A=0.9	A=1	A=0.1	A=1

سوال ۹- رنگ محلول‌های گروه اول و دوم به ترتیب چه می‌باشد؟ (نمره)

دکتر پ پ پ بعد از کمی فکر توانست بگوید که غلظت کدام یک از دو لوله‌ی هم‌رنگ غلیظ تر است. او به این نتیجه رسید که برای تولید بیشتر ماده سبز از واکنش ۲ باید استفاده کرد.

سوال ۱۰- آیا برای ماده آبی نیز واکنش ۲ به تولید بیشتر می‌انجامد، چرا؟ (نمره)

## آزمون پایانی نیمسال دوم

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

درس: آژ و تکنیک زیست

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه صفحه ۵ از ۶

نام و نام خانوادگی:

کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»

شماره صندلی:

تاریخ: ۱۲ خرداد ۹۴

گیاهی - قبل از سؤال‌ها دوره می‌کنم! انتظار ندارم چیزی بلد باشید!

زمانی که کل پیکره گیاه را براساس عملکرد دسته بندی کنیم، سه ناحیه کلی قابل تشخیص است: قسمت‌هایی در انتقالات مواد، قسمت‌هایی در پوشش و محافظت گیاه در برابر محیط خارج و قسمت‌هایی در ذخیره مواد غذایی و فرم دادن و پر کردن بقیه قسمت‌های گیاه دخیل هستند، این سه قسمت به ترتیب سه بافت هادی، روپوست و زمینه‌ای نامیده می‌شوند.

اگر بخواهیم خیلی دقیق‌تر نگاه کنیم و براساس تفاوت‌های بین سلول‌ها، مجموعه‌ای از سلول‌های یکسان که در کنار هم قرار گرفته‌اند را یک بافت تعریف کنیم، به دسته‌بندی‌های زیر خواهیم رسید: بافت پارانشیمی (یک مجموعه از سلول‌های پارانشیمی)، بافت کلانشیمی، بافت اسکلرانشیمی، بافت چوبی و ... هر کدام از این‌ها را نیز می‌توان تقسیم کرد مثلاً پارانشیم مغزی، پارانشیم پوست (براساس مکان)، پارانشیم فتوسنتزی (کلرانشیم)، پارانشیم هوایی (یا آیرانشیم: حفرات بین سلولی (mea) خیلی بزرگ؛ براساس تمایز و تخصص بیشتر)

در نامگذاری‌های گیاهی، برای برخی مکان‌ها نیز نام‌های مشخصی وجود دارد که نباید این نام‌ها را با بافت‌ها قاطی کنیم؛ برای مثال پوست، مریستم، مغز و ... چیزی که غالباً گمراه کننده است این می‌باشد که برخی اوقات در یک جمله از هر سه دسته بالا کلماتی باهم به کار برده می‌شوند.

برای مثال جملات پایین را ببینید:

- بافت هادی شامل بافت چوبی و بافت پارانشیمی است.
- گاهی در کنار دسته‌جات آوندی دسته‌هایی از بافت اسکلرانشیمی مشاهده می‌شود.
- بافت (موجود در) روپوست عمدتاً پارانشیم است.




برای تکمیل بحث لازم است که بدانید برای بافت‌های کلانشیمی، پارانشیمی و اسکلرانشیمی تعاریف دقیق و مناسبی وجود دارد:

- ✓ پارانشیم: دیواره نخستین نازک و سلولزی - زنده و فعال
- ✓ کلانشیم: دیواره نخستین ضخیم و سلولزی - ضخامت گاهی به طور نامنظم و گاهی منظم در تمام دیواره - زنده و فعال
- ✓ اسکلرانشیم: دیواره ثانویه کلفت و چوبی - ضخامت یکنواخت در تمام دیواره - مرده

سؤال ۱۱- یکی از رنگ‌های مورد استفاده برای رنگ‌آمیزی بافت‌های گیاهی، رنگ TBO است. TBO که متشکل از چند ماده‌ی رنگی می‌باشد (polychromatic)، دیواره‌های سلولی غیر چوبی را قرمز - صورتی و دیواره‌های چوبی را سبز یا سبزابی رنگ می‌کند.

الف- بعد از رنگ‌آمیزی برش عرضی ساقه‌ی گیاه مجهولی، دیواره‌های سلول‌های روپوست قرمز رنگ مشاهده می‌شوند. چه بافتی در روپوست وجود دارد؟ چرا؟ هل نکن! با توجه به اطلاعات سؤال باید جواب بدی! (۵، نمره)

ب- بعد از برش‌گیری دمبرگ کرفس و برگ گیاه شمشیری، همانطور که در شکل‌های زیر می‌بینید، دسته‌هایی از سلول‌های با دیواره یکنواخت و ضخیم یافت شدند که نقش استحکامی داشتند. آیا قبل از رنگ‌آمیزی می‌توان متوجه شد که چه بافتی این دسته‌ها را می‌سازد؟ انتظار دارید پس بعد از رنگ‌آمیزی با TBO چه رنگی شوند؟ (۵، نمره)



# آزمون پایانی نیمسال دوم

سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

درس: آرزو و تکنیک زیست

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه صفحه ۶ از ۶

نام و نام خانوادگی:

کلاس:


نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»

شماره صندلی:

تاریخ: ۱۲ خرداد ۹۴


ج- در برش های زیر که با TBO رنگ آمیزی شده اند، چه بافت هایی را مشاهده می کنید؟ (\* حفره ی هوا است!) (۵، ۱ نمره)



سؤال ۱۲- الف- در تصویر زیر در مقابل هر فلشی که مربوط به یکی از بافت ها از لحاظ شکل سلول بود (نه همگی فلش ها)، نام بافت مربوطه را بنویسید. سپس دور فلش هایی که در یک بافت از لحاظ عملکرد قرار می گیرند، دایره بکشید. باز هم هل نکن توی توضیحات قبل سوال همه چی رو توضیح دادم! اگه جواب ندی واقعاً نمره منفی داره! (اطلاعات اضافه: کامبیوم: سلول های تمایز نیافته میان بافت چوب و آبکش که در گیاهان مسن تقسیم و تبدیل به آوندهای جدید می شوند.) (۲ نمره)

ب- انتظار دارید در رنگ آمیزی این برش با TBO فلش مربوط به سلول های کوچک و فلش بالای آن چه رنگی شوند؟ چرا؟ (۱ نمره)

ج- گیاه چند لپه ای است؟ چرا؟ (۵، ۰ نمره)



موفق باشید.

سوال ۱-

الف- (۵، ۰نمره)

ب- (۱نمره)

سوال ۲- الف- عدد آخر: راه حل در کادر پایین: (۲نمره)

سوال ۲- ب- (۵، ۰نمره)

سوال ۳- عدد آخر: راه حل در کادر پایین: (۱نمره)

سوال ۴- عدد آخر: راه حل در کادر پایین: (۱نمره)

سوال ۵- عدد آخر: راه حل در کادر پایین: (۱نمره)

سوال ۶- (۱نمره) محور X- محور Y-

سوال ۷- (۱نمره)

سوال ۸- (۲نمره)

سوال ۹- (نمره)

گروه اول به ترتیب: - - -

گروه دوم به ترتیب: - - -

سوال ۱۰- (نمره)

سوال ۱۱- بیشتر از یک خط نمی شه!

الف- (۵, ۰ نمره)

ب- (۵, ۱ نمره)

ج- (۵, ۱ نمره)

سوال ۱۲-

الف- (نمره)

-۱۰      -۹      -۸      -۷      -۶      -۵      -۴      -۳      -۲      -۱

ب- (نمره)

$A = \{ \quad \quad \quad \}$      $B = \{ \quad \quad \quad \}$      $C = \{ \quad \quad \quad \}$

ج- (نمره)

د- (۵, ۰ نمره)

کامنت ها:

## کلید سوالات

۱-

الف- رقیق می‌کنیم و بعد ضریب رقت را تأثیر می‌دهیم

ب- غیر یکنواخت بودن نمونه، باید خوب هم بزنیم و دوباره نمونه برداری کنیم.

۲-

الف- سلول‌هایی که روی خطها قرار می‌گیرند را اینگونه می‌شماریم (قرارداد من درآوردی): سلول‌های خطهای بالا و چپ را

نمی‌شماریم و راست و پایین را می‌شماریم تا در پایان برخی از سلول‌ها را دوبار نشماریم!

به جدول زیر می‌رسیم:

۳	۴	۷	۵
۳	۴	۳	۸
۴	۴	۷	۳
۵	۶	۵	۵

در مجموع ۷۶ سلول که تقسیم بر ۱۶ می‌کنیم = ۱۹

حجم روی هر مربع برابر است با:

$$\frac{1}{400mm^2} \times \frac{1}{10mm} \times \left(\frac{10mm}{1cm}\right)^3 = \frac{1}{4cm^3} = \left(\frac{1}{4}\right)ml$$

تراکم به خاطر رقیق‌سازی اولیه، برابر است با:

$$\frac{19}{0.25ml} \times \frac{101}{0.5} = 15352$$

این تعداد سلول در هر میلی‌لیتر خون

ب- از آنجایی که تراکم گلبول‌های سفید معمولاً خیلی کمتر است، پس لازم نیست ۲۰۲ برابر رقیق کنیم. با ملانزور دیگری که حجم

نهایی‌اش ۱۱ است، ۲۲ برابر رقیق می‌کنیم.

سوال ۳-

۳	۱	۳	۳
۳	۲	۳	۲
۳	۲	۳	۲
۳	۴	۳	۳

۴۳ تا در ۱۶ مربع = ۲,۶۸ در ۰,۲۵ میلی لیتر

در نتیجه ۱۰,۷۵ باسیل در میلی لیتر نمونه رقیق شده - در نمونه اصلی ۲۰ برابر بوده یعنی: ۲۱۵

سوال ۴-

مساحت کل کف پلیت:  $\pi \times 9 = 28,2$  سانتی متر مربع

به جای اینکه کل کلنی‌ها را بشماریم تعدادی را انتخاب و تناسب می‌بندیم: ۹ مربع وسط:

۵	۵	۴
۴	۴	۴
۳	۴	۲

در ۱ سانتی متر مربع  $3,8 = 35/9$

در نتیجه در کل مساحت:  $\frac{1}{28,2} = \frac{3,8}{x}$  پس:  $x = 10,7$

۱۰۷ سلول در یک میلی لیتر نمونه

سوال ۵-

با مقایسه عدد سوال ۴ با ۳ متوجه می‌شویم، تنها نیمی از سلول‌ها زنده بوده‌اند. پس اگر از رنگ متیلن بلو استفاده می‌کردیم نیمی از سلول‌ها رنگی می‌شدند: ۱,۵ سلول در هر مربع

سوال ۶-

به ترتیب - عبور و طول موج

سوال ۷-

اصلاً با این روش نمی‌توان عدد خاصی بدست آورد! دقت نمودار برای تراکم‌های بالا مناسب است - اصلاً روش برای تراکم‌های بالا که جذب قابل توجه و قابل اندازه‌گیری دارند بدست آمده و مناسب است، هرچند که می‌توان با برون‌یابی کردن نمودار در غلظت‌های پایین نیز به نتیجه رسید.

سوال ۸-

خیلی آسون!

سوال ۹-

بنفش/آبی/سبز - و گروه دوم به ترتیب آبی/بنفش/سبز رنگ اند.



سوال ۱۰-

بله زیرا جذب بیشتر نشان دهنده‌ی غلظت بیشتر است.


سوال ۱۱-

الف- بافت پارانشیمی، از آنجایی که دیواره‌ها قرمز شده‌اند بنابراین دیواره‌ها سلولزی‌اند و احتمال زیاد پارانشیمی و به احتمال کم کلانشیمی

ب- خیر، با توجه به برش عرضی بین کلانشیم و اسکلرانشیم شک می‌کنیم، ولی برش طولی شمشیری نشان می‌دهد که فیبر هستند که بعد از رنگ آمیزی باید سبز یا سبزآبی شوند ولی کرفس ممکن است کلانشیمی باشد.

ج- اسکلرانشیم، پارانشیم در بافت زمینه ای و پارانشیم در اپی‌درم- پارانشیم هوایی یا آیرانشیم- کلرانشیم هم نصف نمره می‌گیره! به دلیل مشابهت در داشتن حفره هوایی!

سوال ۱۲-



الف- از بالا راست به پایین به ترتیب: ۱- خالی ۲- پارانشیمی ۳- پارانشیمی ۴- پارانشیمی  
کلانشیمی ۵- پارانشیمی ۶- اسکلرانشیمی ۷- آبکش ۸- کامبیوم ۹- چوب (عنصر آوندی) ۱۰- سلول‌های کوچک: تراکتید ۱۱- خالی  
۱ و ۲ و ۳: اپی‌درم - ۴ و ۵ و ۶ و ۷: زمینه‌ای - ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰: هادی.

ب- سبز یا سبزآبی چون چوبی اند.

ج- دولپه‌ای؛ دسته‌جات آوندی در یک دایره قرار دارند.

نام و نام خانوادگی:

## آزمون پایان ترم دوم

«سال تحصیلی ۹۵ - ۱۳۹۴»

درس: آژ و تکنیک زیست

شمارهٔ سندلی:

کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»

صفحه ۱ از ۳

مدت آزمون: ۹۰ دقیقه



عبدالمجید تبریزی  
دبیر

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۹۵

«پاسخ پرسش‌ها را فقط در پاسخ‌نامه خوش خط و خوانا بنویسید.»

## سوالات یادآوری (۱۰ نمره)

## اسپکتروفتومتری

- تهیه رقت از محلول معلوم در غلظت سنجی محلول مجهول با اسپکتروفتومتر به چه خاطر است؟ (۵/۰ نمره)
- رابطه ریاضیاتی بین  $A$  و  $T$  چیست؟ (۵/۰ نمره)
- در چه طول موجی باید غلظت سنجی کنیم؟ چرا؟ (۱ نمره)
- برای غلظت سنجی از  $T$  استفاده می‌کنیم یا  $A$ ؟ چرا؟ (۱ نمره)
- برای غلظت سنجی یک محلول قرمز رنگ از چه طول موج‌هایی می‌توان بهره برد؟ (۵/۰ نمره)
- یک کاربرد برای اسپکتروفتومتر در زیست‌شناسی مثال بزنید. (۵/۰ نمره)
- نقش کووت بلنک در غلظت سنجی چیست؟ محتوی این کووت چیست؟ (۱ نمره)



## گیاهی

- رنگ‌آمیزی افتراقی چه کاربردی در گیاه‌شناسی دارد؟ (۵/۰ نمره)
- آیا می‌توان از سه رنگ در رنگ‌آمیزی گیاهی استفاده کرد؟ چرا؟ (۱ نمره)
- بافت کلانشیمی چه تفاوتی با کلرانشیمی دارد؟ (۱ نمره)
- وجود بافت اسکلرانشیمی در دستجات آوندی به چه خاطر است؟ (۵/۰ نمره)
- چه تفاوتی در نقش بافت اسکلرانشیمی و کلانشیمی وجود دارد؟ (۵/۰ نمره)
- یک کاربرد برای حفره‌های هوایی در گیاهان بگویید. (۵/۰ نمره)
- آوندهای چوبی در دمبرگ گیاهان در چه سطحی قرار می‌گیرند، زیر یا رو؟ چرا؟ (۱ نمره)

## سوالات تحلیلی (۱۰ نمره)

روشی برای تخمین زدن تعداد باکتری‌های موجود در یک محیط کشت مایع با استفاده از اسپکتروفتومتر وجود دارد. در برخی شرکت‌های صنعتی و غذایی که باکتری‌ها را در مقیاس وسیع کشت می‌کنند تا از فرآورده‌های تولید شده توسط آنها بهره‌برداری کنند، این روش سنجش تعداد باکتری به کار می‌آید. در این روش با توجه به میزان نوری که محلول باکتری‌ها جذب می‌کنند و بدست آوردن  $A$  و گذاشتن آن روی نمودار استاندارد، تعداد سلول را بدست می‌آورند. دقت کنید که باکتری‌ها طول موج ۶۰۰ نانومتر را بیشتر از بقیه طول موج‌ها جذب می‌کنند.

در زیر دو نمودار مربوطه را مشاهده می‌کنید:



- محور  $X$  و محور  $Y$  نمودار سمت راست و نمودار سمت چپ مربوط به چه پارامترهایی است؟ (۲ نمره - آب خوردن!)
- اگر یک نمونه محیط کشت حاوی باکتری، دارای  $A=0,3$  داشته باشیم، چه تعدادی باکتری در آن وجود خواهد داشت؟ (۱ نمره)
- برای کالیبراسیون اسپکتروفتومتر در روش فوق از چه محلولی استفاده کنیم؟ در چه طول موجی؟ (۱ نمره)

### دوران ماقبل اسپکتروفتومتری...



شکل روبرو یک کالریمتر (colorimeter) است. این وسیله دارای یک آینه در قسمت پایین و دو لوله که هر یک در لیوان شفاف قرار گرفته‌اند، می‌باشد. امکان جابه‌جایی (بالا و پایین رفتن) لوله‌ها توسط پیچ‌هایی که به آنها متصل است، وجود دارد. در قسمت بالای دستگاه یک عدد چشمی تعبیه شده است که نور عبوری از لوله‌ها را در یک میدان دید نشان می‌دهد؛ در واقع نیمی از میدان دید چشمی را نور عبوری از یکی از لوله‌ها و نیم دیگر را نور عبوری از دیگری، روشن می‌سازد.


۱۸- دو محلول رنگی شفاف یکی با غلظت معلوم و دیگری مجهول به ما داده شده است. با توجه به توضیحاتی که در مورد دستگاه بیان شد، روشی طراحی کنید که غلظت محلول مجهول را بدست آوریم. دقت کنید که حق نداریم محلول معلوم را رقیق کنیم یا از فرمول استفاده کنیم. (انمره)

۱۹- یکی از رنگ‌های مورد استفاده برای رنگ‌آمیزی بافت‌های گیاهی، رنگ TBO است. TBO


که متشکل از چند ماده‌ی رنگی می‌باشد (polychromatic)، دیواره‌های سلولی غیر چوبی را قرمز- صورتی و دیواره‌های چوبی را سبز یا سبزی رنگ می‌کند.

الف- بعد از رنگ‌آمیزی برش عرضی ساقه‌ی گیاه مجهولی، دیواره‌های سلول‌های روپوست قرمز رنگ مشاهده می‌شوند. چه بافتی در روپوست وجود دارد؟ چرا؟ (۵/۰ انمره)

ب- بعد از برش‌گیری برگ گیاه شمشیری، همانطور که در شکل‌های زیر می‌بینید، دسته‌هایی از سلول‌های با دیواره یکنواخت ضخیم یافت شدند که نقش استحکامی داشتند. آیا قبل از رنگ‌آمیزی می‌توان متوجه شد که چه بافتی این دسته‌ها را می‌سازد؟ انتظار دارید پس بعد از رنگ‌آمیزی با TBO چه رنگی شوند؟ (انمره)



ج- در برش زیر که با TBO رنگ‌آمیزی شده است، چه بافت‌هایی را مشاهده می‌کنید؟ (۵/۰ انمره)





عبدالمجید تبرکات  
دبیر

شمارهٔ سندلی:

تاریخ: ۲۹ اردی بهشت ۹۵

نام و نام خانوادگی:

کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»


# آزمون پایان ترم دوم

« سال تحصیلی ۹۵ - ۱۳۹۴ »

درس: آذ و تکنیک زیست

صفحه ۳ از ۳

مدت آزمون: ۹۰ دقیقه




۲۰- الف- در تصویر روبرو تعدادی فلش مشاهده می‌کنید. نام بافت مربوطه را جلوی شماره‌ی فلش در پاسخ‌نامه بنویسید. (فلش ۳ به سلول‌های کلروپلاست‌دار اشاره می‌کند.) (نمره) در اینجا منظور نام بافت از لحاظ شکل سلول است؛ پارانشیم، کلانشیم و...

ب- عدد و شماره‌ی فلش‌های مربوط به بافت روپوست، بافت زمینه‌ای و بافت آوندی را به ترتیب در مجموعه‌های A, B, C قرار دهید. (۷۵، ۰ نمره)

ج- انتظار دارید در رنگ آمیزی این برش با TBO فلش‌های ۴، ۵ و ۶ چه رنگی شوند؟ (۷۵، ۰ نمره)

د- گیاه چند لپه‌ای است؟ چرا؟ (۵، ۰ نمره)

دقت کنید، تصویر پایین، ساقه همان گیاه بالا در بزرگنمایی کمتر است.



## کامنت‌ها

خب بالاخره می‌تونید حرف‌های خاص خودتون رو راجع به امتحان و کلاس‌هایی که داشتیم، بنویسید.

موفق باشید.

نام و نام خانوادگی:

کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»

شمارهٔ سندلی:

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۹۴

## آزمون پایان ترم دوم

«سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴»

درس: آذ و تکنیک زیست | پاسخنانه

صفحه ۱ از ۲

مدت آزمون: ۹۰ دقیقه



عبدالمجید تبریزی  
دبیر

|| پاسخ هر پرسش را، با دقت، خوش خط و خوانا، در جای مشخص شده بنویسید. ||

-۱

-۲

-۳

-۴

-۵

-۶

-۷

-۸

-۹

-۱۰

-۱۱

-۱۲

-۱۳

-۱۴

-۱۵- نمودار راست: محور Y-

-۱۵- نمودار راست: محور X-

-۱۵- نمودار چپ: محور Y-

-۱۵- نمودار چپ: محور X-

-۱۶

-۱۷

نام و نام خانوادگی:

کلاس:

نام دبیر: جناب آقای نوحی

پایه: دوم «تجربی»

## آزمون پایان ترم دوم

«سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴»

درس: آز و تکنیک زیست | پاسخنامه

صفحه ۲ از ۲

مدت آزمون: ۹۰ دقیقه



علاءالدین  
دبیر

شمارهٔ سندلی:

تاریخ: ۲۹ اردی بهشت ۹۴

-۱۸

(۱۹-الف)

(۱۹-ب)

(۱۹-ج)

(۲۰-الف ۱)

(۲۰-الف ۲)

(۲۰-الف ۳)

(۲۰-الف ۴)

(۲۰-الف ۵)

(۲۰-الف ۶)

(۲۰-الف ۷)

(۲۰-ب)

C=

(۲۰-ب)

B=

(۲۰-ب)

A=

(۲۰-ج ۴)

(۲۰-ج ۵)

(۲۰-ج ۶)

(۲۰-د)

و کامنت:

## کلید سوالات

- ۱- بدست آوردن نمودار استاندارد
- ۲-  $-\log T = A$
- ۳- طول موج حداکثر جذب- اینجاست که نور بیشترین برهمکنش با ماده مورد نظر را دارد بنابراین تغییر غلظت ماده روی آن بیشترین تاثیر را دارد و بنابراین نقطه خوبی برای سنجش است. هرچند که دلایل دیگری نیز برای این کار وجود دارد.
- ۴-  $A$  زیرا نمودار استاندارد آن خطی است و کار ساده تر. زیرا با داشتن دو نقطه می توانیم نمودار را تهیه کنیم.
- ۵- از طول موج هایی غیر از ۷۰۰- مثلا آبی و سبز
- ۶- بررسی عصاره های گیاهی- تخمین کمی پروتئین ها و DNA - هر جا غلظت سنجی لازم باشد.
- ۷- کالیبراسیون- ۱۰۰ کردن T یا صفر کردن A - محتوی حلالی است که مادهی مورد نظر با غلظت مجهول در آن حل شده است.
- ۸- تفکیک و تشخیص نوع بافت ها در برش گیاهی
- ۹- بله، به شرطی که رنگ ها قسمت های مختلفی را رنگ کنند.
- ۱۰- در دیواره و در وظیفه- کلرانشیم فتوسنتزی است ولی کلانشیم استحکامی
- ۱۱- استحکام
- ۱۲- هیچ!
- ۱۳- رفع پدیدهی حباب دار شدگی با استفاده از حفرات نزدیک آوندهای چوب- سبک شدن ساقه جهت شناوری در گیاهان آبی- در شرایط
- غرقابی که کمبود اکسیژن وجود دارد: رفع بی هوای شدن محیط
- ۱۴- سطح رویی. زیرا در ساقه داخل تر و مرکزی تر اند و در نتیجه در دمبرگ رو قرار می گیرند.
- ۱۵- نمودار سمت راست: A و تعداد سلول
- نمودار سمت چپ: طول موج و عبور
- ۱۶- ۶۰۰۰۰۰۰۰۰
- ۱۷- از محلول محیط کشت تازه تهیه شده و استریل- طول موج ۶۰۰
- ۱۸- خیلی آسونه! ☺
- ۱۹-
- الف- بافت پارانشیمی، از آنجایی که دیواره ها قرمز شده اند بنابراین دیواره ها سلولزی اند و سلول ها پارانشیمی
- ب- چون دیواره ها یکنواخت ضخیم اند پس اسکرانشیمی اند- سبز آبی
- ج- اسکرانشیم و پارانشیم

-۲۰

الف-

۱- پارانشیمی ۲- پارانشیمی ۳- کلرانشیمی ۴- اسکلرانشیمی ۵- آبکش ۶- چوب ۷- پارانشیم

۱ و ۲ و ۳: روپوست - ۴ و ۵ و ۶: هادی. ۷ زمینه‌ای

ب-

۴- سبز آبی

۵- قرمز

۶- سبز آبی

ج- تک لپه‌ای؛ دسته‌جات آوندی در بیش از یک دایره قرار دارند.